



TBScreen.AI

Panduan Setup & Menjalankan

Cara meng-clone project ini dari GitHub dan melihat tampilannya di perangkat Anda sendiri (browser atau tablet Android).

Skrining TB berbantuan AI · Flutter · Material 3 · Prototipe UI saja

1 Apa itu project ini?

TBScreen.AI adalah **aplikasi tablet Flutter** untuk **peran dokter** pada alur skrining tuberkulosis (TB). Dokter dapat mendaftarkan pasien, mengambil atau mengunggah citra rontgen dada, menjalankan analisis AI, meninjau dan memvalidasi hasil, mengelola dataset pelatihan, serta menyinkronkan model - semuanya dari satu antarmuka yang dioptimalkan untuk tablet.

Fase UI saja. Belum ada backend - setiap layar berjalan dengan data contoh (mock) bawaan, dan langkah AI / sinkronisasi hanya simulasi. Anda **tidak** memerlukan server, database, atau API key untuk menjalankannya.

Perangkat target

Target akhirnya adalah **tablet Android dalam mode lanskap** (10-12"). Untuk melihat cepat, Anda juga bisa menjalankannya di browser **Chrome** desktop - ini cara tercepat melihat tampilannya di komputer mana pun.

2 Yang perlu disiapkan lebih dulu

Alat	Fungsi	Cara mendapatkan
Flutter SDK 3.x	Membangun & menjalankan app (Dart 3.11+)	docs.flutter.dev/get-started/install
Git	Meng-clone project dari GitHub	git-scm.com/downloads
Google Chrome	Pratinjau tercepat, tanpa perangkat	google.com/chrome
Tablet Android / emulator	Opsional - perangkat target sebenarnya	Android Studio > Device Manager

Setelah memasang Flutter, periksa instalasi Anda:

```
flutter --version
flutter doctor
```

3 Clone dan jalankan dalam 4 langkah

Langkah 1 - Clone repository dari GitHub

```
# ganti URL dengan alamat repository Anda  
git clone https://github.com/<username-anda>/<repo-anda>.git  
cd <repo-anda>
```

Langkah 2 - Unduh dependensi

```
flutter pub get
```

Langkah 3a - Jalankan di browser (tercepat, komputer apa pun)

```
flutter run -d chrome
```

Lebarkan jendela. Tata letak tablet aktif pada lebar **1024 px atau lebih**. Maksimalkan jendela Chrome. Jika muncul tata letak sempit, itu adalah titik responsif - bukan bug.

Langkah 3b - Jalankan di tablet Android atau emulator (target sebenarnya)

```
flutter devices # tampilkan perangkat, salin id-nya  
flutter run -d <device> # mis. flutter run -d emulator-5554
```

Langkah 4 - Jelajahi antarmuka

Aplikasi terbuka di layar **Login**. Masukkan **email apa pun yang formatnya valid** (mis. dokter@tbscreen.app) dan password apa pun, lalu tekan **Sign In**. Anda akan diarahkan ke Dashboard, dan semua layar dapat diakses dari navigasi di sisi kiri. Tidak ada kredensial asli yang diperiksa.

4 Apa yang akan Anda lihat

Setelah masuk, layar-layar berikut tersedia dari navigasi di sisi kiri:

Layar	Isi
Dashboard	Kartu KPI, bar tingkat kesepakatan, grafik tren diagnosis, dan donat distribusi kasus.
Patients	Daftar pasien yang dapat dicari, lengkap dengan profil, kartu rontgen, dan riwayat.
Diagnose	Formulir data pasien + unggah/ambil rontgen, lalu menjalankan analisis AI (simulasi).
Result	Hasil AI, tingkat keyakinan, rekomendasi, dan ringkasan (tema gelap).
Validation	Meninjau hasil AI satu per satu; setuju / tidak setuju dengan catatan klinis.
Dataset	Membuat, melihat, mengedit, dan mengelola dataset pelatihan beserta gambarnya.
Sync	Simulasi pembaruan model dan pencadangan data medis (dengan persetujuan).
Account	Profil dokter, statistik, pengaturan keamanan & notifikasi, keluar.

Tips - alur utama. Untuk merasakan perjalanan inti: **Login** → **Diagnose** → (**unggah rontgen**) → **Run AI Diagnosis** → **Result**. Halaman Result kemudian menampilkan hasil AI dalam tema gelap.

5 Pemecahan masalah

Gejala	Solusi
'flutter' tidak dikenali	Tambahkan folder bin Flutter ke PATH, lalu buka ulang terminal.
Tata letak tampak sempit / mobile	Lebarkan jendela hingga ≥ 1024 px. Desain ini utamanya tablet-lanskap.
Halaman putih/hitam kosong di browser	Tunggu kompilasi pertama selesai, lalu segarkan sekali (F5).
'No devices found'	Jalankan 'flutter doctor', nyalakan emulator, atau pakai '-d chrome'.
pub get gagal	Periksa koneksi internet dan pastikan versi Flutter adalah 3.x.

6 Perlu diketahui

- Ini adalah **prototipe front-end**: datanya contoh (mock) dan AI/sync hanya simulasi. Tidak ada data pasien yang keluar dari perangkat.
- Berkas **README.md** di root repository mendokumentasikan struktur project dan konvensi untuk pengembang.
- Peran pendamping (**Admin RS, Super Admin**) berada di repository web terpisah dan bukan bagian dari aplikasi ini.
- Buat rilis dengan `flutter build web` atau `flutter build apk`.

Dibuat dengan Flutter · Material 3 · Prototipe UI saja. Disusun untuk repository TBScreen.AI.